


CEWNIKI do embolektomii

Embolectomy catheters





Hagmed

ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel./fax +48 46 814 48 05, tel. +48 46 814 44 29, +48 46 814 37 97


e-mail: info@hagmed.com.pl ; www.hagmed.com.pl

 Cewniki do embolektomii są jednorazowym sterylnym sprzętem medycznym, wyjaławianym promieniami gamma służącym do usuwania zatorów i skrzepin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogeny widoczny w promieniach RTG.

 Embolectomy catheters are single use sterile devices, sterilized by gamma irradiation, dedicated for retraction of embolisms and blood clots from blood vessels. Catheters are non-toxic, pyrogen-free, visible under fluoroscopy.


Jednokałowe

Nr kat	Rozmiar	Długość	Średnica napełnionego balonika	
	FG/CH		cm	φ mm
EM260	2F	60	4	0,15
EM380	3F	80	6	0,2
EM480	4F	80	8	0,7
EM580	5F	80	10	1,5
EM680	6F	80	12	2,0
EM780	7F	80	14	2,5
EM880	8F	80	16	3,5
EM980	9F	80	18	4,0
EM1080	10F	80	20	4,5
EM240	2F	40	4	0,15
EM340	3F	40	6	0,2
EM440	4F	40	8	0,7
EM540	5F	40	10	1,5
EM640	6F	40	12	2,0
EM740	7F	40	14	2,5
EM840	8F	40	16	3,5
EM940	9F	40	18	4,0
EM1040	10F	40	20	4,5




Single lumen

REF	Size	Lenght	Diameter of inflated balloon	
	FG/CH		cm	φ mm
EM260	2F	60	4	0,15
EM380	3F	80	6	0,2
EM480	4F	80	8	0,7
EM580	5F	80	10	1,5
EM680	6F	80	12	2,0
EM780	7F	80	14	2,5
EM880	8F	80	16	3,5
EM980	9F	80	18	4,0
EM1080	10F	80	20	4,5
EM240	2F	40	4	0,15
EM340	3F	40	6	0,2
EM440	4F	40	8	0,7
EM540	5F	40	10	1,5
EM640	6F	40	12	2,0
EM740	7F	40	14	2,5
EM840	8F	40	16	3,5
EM940	9F	40	18	4,0
EM1040	10F	40	20	4,5




Dwukałowe -Wersja z otworami bocznymi

Nr kat	Rozmiar	Długość	Średnica napełnionego balonika	
	FG/CH		cm	φ mm
EDB580	5F	80	10,0	0,6
EDB680	6F	80	12,0	0,8
EDB780	7F	80	14,0	1,5




Dual lumen – version with side holes

REF	Size	Lenght	Diameter of inflated balloon	
	FG/CH		cm	φ mm
EDB580	5F	80	10,0	0,6
EDB680	6F	80	12,0	0,8
EDB780	7F	80	14,0	1,5




Dwukałowe - Wersja z otworem centralnym

Nr kat	Rozmiar	Długość	Średnica napełnionego balonika	
	FG/CH		cm	φ mm
EDC580	5F	80	10,0	0,6
EDC680	6F	80	12,0	0,8
EDC780	7F	80	14,0	1,5




Dual lumen – version with central lumen

REF	Size	Lenght	Diameter of inflated balloon	
	FG/CH		cm	φ mm
EDC580	5F	80	10,0	0,6
EDC680	6F	80	12,0	0,8
EDC780	7F	80	14,0	1,5




Cewniki do embolektomii bez balonika do irygacji

Nr kat	Rozmiar	Długość
	FG/CH	
EP380	3F	80
EP480	4F	80
EP580	5F	80
EP680	6F	80
EP780	7F	80
EP880	8F	80
EP980	9F	80
EP1080	10F	80



Embolectomy catheters without the balloon for irrigation

REF	Size	Lenght
	FG/CH	
EP380	3F	80
EP480	4F	80
EP580	5F	80
EP680	6F	80
EP780	7F	80
EP880	8F	80
EP980	9F	80
EP1080	10F	80



Materiał cewnika - Poliamid

Wyposażenie cewnika

Stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzeniu do naczynia.
System barwnego oznaczenia rozmiaru.
Strzykawka do napełnienia balonu.

Opakowanie

Wewnętrzne – sztywna tuba.
Zewnętrzne – torebka papier folia do sterylizacji radiacyjnej.

Material of the shaft -Polyamide

Characteristic

Stainless-steel stylet for catheter insertion.
Colour code for size marking.
Syringe for inflation of the balloon.

Packing

Internal – stiff tube.
External – pouch for sterilization



Producent Sprzętu Medycznego
Medical Equipment Manufacturer

www.hagmed.com.pl



Embolectomy catheters