



## Miniature™

Zewnętrzny jednojamowy stymulator serca

Model EV4543



Model Miniature EV4543 jest małym i lekkim stymulatorem zewnętrznym zapewniającym pacjentowi duży komfort. Stymulator może działać w trybie “demand” (*na żądanie*) – blokowanie załamkiem R oraz w trybie asynchronicznym (*z rytmem stałym*) z częstością regulowaną bezstopniowo. Stymulator posiada możliwość prowadzenia szybkiej stymulacji przedsionkowej z częstością do 450 ppm.



## Miniature™

Zewnętrzny jednojamowy stymulator serca

Model EV4543

### Zalety

Możliwość podłączenia elektrod endokawitarnych jak i nasierdziowych
Mała waga i wymiary zwieszające komfort pacjenta
Prosty w obsłudze
Wyjście stałonapięciowe
Szybka stymulacja przedsionkowa do 450 ppm
Utrzymuje stymulację przez 10 sekund podczas wymiany baterii
Wskaźniki LED stymulacji, pomiaru i stanu baterii
Dostarczany z futerałem, przedłużaczem, paskami i baterią

### Specyfikacja

Tryby stymulacji	Demand / Asynchroniczny
Częstości	30 – 150 ppm
Szybka stymulacja przedsionkowa	90 – 450 ppm
Amplituda impulsu	0,2 – 12 V
Czas trwania impulsu	1,5 ms
Okres refrakcji	300 ms po impulsie wystymulowanym 150 ms po zdażeniu wykrytym
Częstość interferencyjna	Praca w trybie asynchronicznym z częstotnością wyższą o 25% od nastawionej
Bateria	Alkaliczna 9V
Waga	227 g

APC Cardiovascular Ltd.  
18 Macon Court, Herald Drive  
Crewe, Cheshire CW1 6EA. England  
Tel: +44 (0) 1270 216142  
Fax: +44 (0) 1270 216251  
Email: [info@apc-cardiovascular.co.uk](mailto:info@apc-cardiovascular.co.uk)

ZTS HAGMED Sp.j.  
Ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka  
Tel: 0 46 814 44 29  
Fax: 0 46 814 48 05  
Email: [info@hagmed.com.pl](mailto:info@hagmed.com.pl)  
[www.hagmed.com.pl](http://www.hagmed.com.pl)