

# PAŁECZKI w probówkach do pobierania wymazów

## Sterile cotton swabs in tubes



CE 1011



Hagmed

ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka


tel./fax +48 46 814 48 05, tel. +48 46 814 44 29, +48 46 814 37 97

e-mail: [info@hagmed.com.pl](mailto:info@hagmed.com.pl) ; [www.hagmed.com.pl](http://www.hagmed.com.pl)

**Pałeczki w probówkach do pobierania wymazów.**

Sprzęt jednorazowego użytku sterylizowany radiacyjnie


**Wersja płaskodenna**



Nr kat.	∅ Probówki	∅ Bagietki	Długość całkowita	Aplikator
A010	9 mm	2,5 mm	200 mm	Polistyren
A020	9 mm	2,5 mm	170 mm	Polistyren
A030	9 mm	2,5 mm	130 mm	Polistyren
A040	9 mm	1,5 mm	130 mm	Polistyren

**Opakowanie jednostkowe**- torebka foliowa z umieszczonymi danymi o wyrobie: nazwa, seria, termin ważności

**Wersja okrągłodenna**



Nr kat.	∅ Probówki	∅ Bagietki	Długość całkowita	Aplikator
B010	11 mm	2,5 mm	170 mm	Polistyren
B030	11 mm	2,5 mm	130 mm	Polistyren
B060	12 mm	2,5 mm	165 mm	Drewno
B070	12 mm	2,5 mm	165 mm	Polistyren

B030- probówka z otwartym końcem

**Opakowanie jednostkowe**- torebka foliowa z umieszczonymi danymi o wyrobie: nazwa, seria, termin ważności

**Swabs in tube.**

Disposable equipment sterilized by irradiation

**Version with flat bottom**

REF	Tube diameter	Stick diameter	Length	Applicator stick
A010	9 mm	2,5 mm	200 mm	Polystyrene
A020	9 mm	2,5 mm	170 mm	Polystyrene
A030	9 mm	2,5 mm	130 mm	Polystyrene
A040	9 mm	1,5 mm	130 mm	Polystyrene

**Unit package**- plastic bag with printed product info: designation, lot , expiry date.

**Version with round bottom**

REF	Tube diameter	Stick diameter	Length	Applicator stick
B010	11 mm	2,5 mm	170 mm	Polystyrene
B030	11 mm	2,5 mm	130 mm	Polystyrene
B060	12 mm	2,5 mm	165 mm	Wood
B070	11 mm	2,5 mm	165 mm	Polystyrene

B030- swab in tube with open bottom

**Unit package**- plastic bag with printed product info: designation, lot, expiry date.