

PAŁECZKI do pobierania wymazów

Sterile cotton swab



CE 1011



Hagmed

ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel./fax +48 46 814 48 05, tel. +48 46 814 44 29, +48 46 814 37 97


e-mail: info@hagmed.com.pl ; www.hagmed.com.pl

 Pałeczki do pobierania wymazów.

Sprzęt jednorazowego użytku sterylizowany radiacyjnie

 Sterile cotton swabs.

Disposable equipment sterilized by irradiation



Nr kat.	∅ Bagietki	Długość całkowita	Aplikator
C010	2,5 mm	155 mm	Polistyren
C020	2,5 mm	120 mm	Polistyren
C030	4,5 mm	160 mm	Polistyren
C040	3,5 mm	220 mm	Polistyren
C050	2,5 mm	150 mm	Drewno

Opakowanie jednostkowe- torebka foliowa z umieszczonymi danymi o wyrobie: nazwa, seria, termin ważności.

REF	Stick diameter	Total length	Applicator stick
C010	2,5 mm	155 mm	Polystyrene
C020	2,5 mm	120 mm	Polystyrene
C030	4,5 mm	160 mm	Polystyrene
C040	3,5 mm	220 mm	Polystyrene
C050	2,5 mm	150 mm	Wood

Unit package- plastic bag with printed product info: designation, lot, expiry date.