




Elektrody do resektoskopii















Resectoscopy
electrodes



DANE TECHNICZNE/DATA SHEET

Jednorazowego użytku, sterylne elektrody do resektoskopii
Sterile, disposable resectoscopy electrodes



	REF NO STO	REF NO OLY	OPIS DESCRIPTION
	STO-124	OLY-124	pętla tnąca kątowna 30° cutting loop - angled 30°
	STO-224	OLY-224	pętla tnąca kątowna 90° cutting loop - angled 90°
	—	OLY-2224	pętla tnąca do resekcji w roztworze NaCl (TURis) cutting loop for resection in saline (TURis)
	STO-324	OLY-324	nóż knife
	STO-424	OLY-424	kulka ø 3 mm rollerball ø 3 mm
	—	OLY-2424	kulka ø 3 mm do resekcji w roztworze NaCl (TURis) roller ø 3 mm ball for resection in saline (TURis)
	STO-524	OLY-524	kulka ø 5 mm rollerball ø 5 mm
	STO-724	OLY-724	rolka ø 3 mm roller barrel ø 3 mm
	STO-924	OLY-924	rolka ø 5 mm roller barrel ø 5mm
	STO-624	OLY-624	pętla prosta cutting loop - straight
	STO-1124	OLY-1124	elektroda typu spike ø 3 mm spike ø 3mm
	STO-1224	OLY-1224	elektroda typu spike ø 5 mm spike ø 5mm
	STO-824	OLY-824	rolka rowkowana ø 3 mm roller barrel grooved ø 3 mm
	STO-1024	OLY-1024	rolka rowkowana ø 5 mm roller barrel grooved ø 5 mm
STO	kompatybilna z resektoskopem typu Karl Storz compatible with Karl Storz type working element		
OLY	kompatybilna z resektoskopem typu Olympus compatible with Olympus type working element		

Opakowanie jednostkowe – rurka PE, torebka papier folia, zawiera 1 elektrodę
Opakowanie zbiorcze – kartonik 10 sztuk
Unit packing - PE tube, paper plastic film pouch, contains 1 electrode
Collective packing – 10 pcs in the box